

Istruzioni per l'esame del sangue occulto

COME APPORRE L'ETICHETTA



APPLICAZIONE CORRETTA



APPLICAZIONE SBAGLIATA



1

Il farmacista le ha consegnato un Kit composto da un flaconcino ed un sacchettino di plastica. Le chiediamo ora di raccogliere un campione di feci. Per raccoglierle le suggeriamo di usare un contenitore pulito e asciutto;



2

Apra il flaconcino svitando il tappo a vite;




3

Inserisca la punta del bastoncino in 3-4 punti diversi delle feci, in maniera che solo una piccola quantità di feci rimanga attaccata alla punta del bastoncino;




4

Metta di nuovo il bastoncino nel flaconcino;



5

Chiuda il tappo con una leggera pressione;



6

Metta il flaconcino nell'apposito sacchettino e lo conservi in frigorifero. Lo riconsegna nella stessa farmacia entro 48 ore.

Le Ricordiamo che:

- il flaconcino contiene un liquido: fare attenzione a non disperderlo
- prima di fare l'esame può mangiare come al solito
- può fare l'esame dopo almeno 5 giorni la fine delle mestruazioni
- per ulteriori informazioni telefonare al numero indicato nella lettera di invito